

ATPふき取り検査(A3法)

ATP測定器



乗り換えキャンペーン

国内シェアNO.1^{※1}

※1 ATP検査事業、出展:Strategic Consulting International社2020年市場調査資料より

本キャンペーンは
**法人様
限定**です

お持ちのATP測定器を下取り^{※2}で
ルミテスター Smartが**特別価格**に!



左)ルミテスター Smart

中)ルシパック A3 Surface (乾燥綿棒)

右)ルシパック A3 Surface (湿潤綿棒)



さらに

他社から乗り換えの場合
専用試薬**40本**^{※3}プレゼント!

※2 お持ちの測定器は回収させていただきます。

※3 2種類から1種類を選択下さい。

(①ルシパック A3 Surface (乾燥綿棒) / ②ルシパック A3 Surface (湿潤綿棒))

期間

2022年9月1日(木)～2023年1月31日(火)



弊社受注分まで

詳細は弊社代理店・販売店へご連絡ください。

A3法は

- ・有機物汚れに対する**感度が高い**
- ・洗浄確認は**アレルギー対策**にも有効

ATPふき取り検査(A3法)の測定値が低ければ食品残渣が少なく、洗浄が十分と判定可能。



食品残渣 ● ATP/ADP/AMP ★ アレルギー



- ATPふき取り検査はアレルギー自体を測定するものではありません。
- 定期的にイムノクロマトやELISAによる検査と併用して管理することをお勧めします。

A3法について

ATPふき取り検査(A3法)の優位性、アレルギー管理への活用は弊社ホームページでご案内しております。



関連商品の紹介

微生物検査用フィルム培地

Easy Plate™



開封してすぐ使える。
めくって滴下、被せるだけ。
明瞭な発色のコロニーで
カウントが容易。

サンプル配布中/



注意事項

- 本キャンペーンは法人様向けです。個人事業主様、個人のお客様には適用できません。
- 乗換え製品1台につきルミテスターSmartを特別価格にて1台までご提供します。
- 乗換え製品がリース契約品の場合は、本乗換サービスをご提供いたしかねます。
- 乗換え製品をご返送頂く際にかかる費用(梱包、送料等)は、お客様にてご負担頂きます。
- 乗換え製品は、正常に動作しないものでも結構です。但し、製品として確認できる状態であり、かつシリアル番号が確認でき、日本国内で使用されていたものに限ります。
- 本チラシについて詳しくは販売代理店・販売店、または弊社までお問合せください。

■ ルミテスター Smart 製品コード: 61234 99,800円

測定時間: 約10秒

データ出力: RLU (Relative Light Unit)

電源: 単3アルカリ乾電池2本または単3ニッケル水素充電電池2本

付属品: 単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュアル

※ 本システムは、清浄度検査の目的以外に使用しないでください。
※ 本システムは、一般生菌数測定、または、特定の病原性菌検出等には使用できません。

試薬 (ルシパック)に関する情報

■ ルシパック A3 Surface ^{※1}	製品コード: 60361	100回測定用	24,000円
■ ルシパック A3 Surface 40 ^{※1}	製品コード: 60362	40回測定用	12,000円
■ ルシパック A3 Surface (湿潤綿棒) ^{※2}	製品コード: 60367	100回測定用	24,000円
■ ルシパック A3 Water ^{※1}	製品コード: 60365	100回測定用	24,000円

保存条件: 2-8℃ (凍結しないこと)

品質保持期限: ※1 製造日より15ヶ月

(未開封の場合、25℃で14日間、30℃で5日間、品質が保持されます。)

※2 製造日より8ヶ月

(未開封の場合、25℃で5日間、30℃で3日間、品質が保持されます。)

※ ルシパックA3は、ルミテスター Smart/PD-30/PD-20専用です。
他社製品では使用できません。

「ルミテスター」「ルシパック」は、キッコーマン株式会社の日本における登録商標です。

※ 本カタログ記載の表示金額は、税抜き、希望小売価格です。
※ 本カタログに記載された内容は、了解なしに変更させていただくことがあります。

キッコーマンバイオケミファ株式会社

東京 〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1
TEL 03-5521-5490

大阪 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
なんばパークス内パークスタワー5階

Email biochemifa@mail.kikkoman.co.jp

© 2022 Kikkoman Corp. (311Q220801)